


Wb/If/Elisa용 Anti-Smyd2 폴리클로널 항체 - Q9Nrg4

품목 번호: CM0030636



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 SMYD2 (KMT3C, HSKM-B)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간(Human) 및 마우스와 교차 반응합니다. 히스톤 메틸화, p53 조절 및 암 표피유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SMYD2 Rabbit pAb
비고/별칭	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	56950
면역원(Immunogen)	인간 SMYD2 (NP_064582.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9NRG4
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)