


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smyd3 단일클론 항체 - Q9H7B4

품목 번호: CM0006979



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA용 SMYD3 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 SMYD3 단백질(49 kDa)과 교차 반응합니다. 크로마틴 수정 및 종양학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SMYD3 Rabbit mAb
비고/별칭	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	64754
면역원	합성 펩타이드 사람 SMYD3 (Q9H7B4)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H7B4
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백