


Anti-Smyd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

품목 번호: CM0018187



소개

SMYD3 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 히스톤 메틸화 및 전사 조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMYD3 Rabbit pAb
비고/별칭	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
종	인간
유전자 ID (인간)	64754
유전자 ID	64754
면역원	합성 펩타이드 인간 SMYD3 (NP_001161212.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H7B4
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백