

웨스턴블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 항달팽이 폴리클로날 항체 (Snail) - O95863

품목 번호: CM0031065



소개

Snail/SNAI1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 상피-중간엽 전이 및 종양 진행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Snail 토끼 pAb
비고/별칭	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dJ710H13.1; Snail
종	인간
유전자ID (인간)	6615
유전자ID	6615
면역원	합성 펩티드: 인간 SNAI1 (NP_005976.2)의 아미노산 200-267번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95863
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백