

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Snap23 폴리클로날 항체 - O00161

품목 번호: CM0018387



소개

사람 SNAP23에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플에서 SNARE 매개 막 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNAP23 Rabbit pAb
비고/별칭	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8773
GeneID	8773
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 SNAP23 (NP_003816.2)의 아미노산 1-211에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00161
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)