

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Snap25 다클론 항체 - P60880

품목 번호: CM0016370



소개

인간 SNAP25에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 기능 및 신경전달물질 방출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNAP25 토끼 pAb
비고/별칭	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
종	인간
유전자 ID (인간)	6616
유전자 ID	6616
면역원	인간 SNAP25 (NP_570824.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60880
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩