

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 안티-Snap25 래빗 단일클론 항체 - P60880

품목 번호: CM0006600



소개

인간 SNAP25(P60880)에 대한 고품질 래빗 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 및 시냅스 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNAP25 래빗 mAb
비고/별칭	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
종	인간
유전자 ID (인간)	6616
면역원	합성 펩타이드
원천	래빗
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P60880
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백