

Anti-Snap29 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95721

품목 번호: CM0031079



소개

WB 및 ELISA용 고품질 인간 SNAP29 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 자가포식, 막 융합 및 섬모생성 연구에 이상적입니다. 29kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNAP29 Rabbit pAb
비고/별칭	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
종	Human
유전자 ID (인간)	9342
면역원	인간 SNAP29 (NP_004773.1)의 아미노산 1-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95721
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백