

Wb 및 Elisa용 항-Snape2 다클론 항체 - Q13487

품목 번호: CM0022730

소개

snRNA 활성화 단백질 복합체의 핵심 서브유닛인 SNAPC2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 SNAPC2(~36 kDa)를 인식합니다. 전사 조절 연구 및 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNAPC2 토끼 pAb
비고/별칭	SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2
종	인간
유전자ID (인간)	6618
유전자ID	6618
면역원	인간 SNAPC2 (NP_003074.1)의 아미노산 20-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13487
단백질 분자량	36kDa
배송 방법	아이스 팩