

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Snapin 다클론 항체 - O95295

품목 번호: CM0014039

소개

인간 SNAPIN(SNAPAP, BLOC1S7)에 대한 토끼 다클론 항체로, 리소좀 생합성 및 소포 수송에 관여하는 SNARE 연관 단백질입니다. 인간, 마우스 및 랫드에 대한 반응성이 있으며 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNAPIN Rabbit pAb
비고/별칭	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
종	인간
GeneID (인간)	23557
GeneID	23557
면역원	재조합 단백질: 인간 SNAPIN(NP_036569.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95295
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩