

Anti-Snd1 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

품목 번호: CM0005766



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 재조합 토끼 단일클론성 anti-SND1 항체 [KO Validated]. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 102 kDa miRNA 엔도뉴클레아제 및 전사 활성 인자 p100/TDRD11을 표적함. 유전자 조절 및 바이러스학 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SND1 Rabbit mAb
비고/별칭	p100; TDRD11; Tudor-SN
종	인간
GeneID (인간)	27044
GeneID	27044
면역원	재조합 단백질 인간 SND1 (NP_055205.2)의 아미노산 26-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론성 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q7KZF4
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩