

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Snd1 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료) - Q7Kzf4

품목 번호: CM0030480



소개

넥아웃으로 검증된 인간 SND1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 SND1을 인식합니다. miRNA 붕괴 및 전사 조절 연구에 이상적입니다. CamelBio의 고품질 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SND1 토끼 pAb
비고/별칭	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
종	인간
GeneID (인간)	27044
GeneID	27044
면역원	인간 SND1 (NP_055205.2)의 아미노산 26-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q7KZF4
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스팩