


Anti-Snip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tad8

품목 번호: CM0018846



소개

Human SNIP1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫(Rat)과 교차 반응합니다. 전구체 mRNA 스플라이싱, NF- κ B 신호 전달 및 miRNA 생성에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SNIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	79753
Gene ID	79753
면역원	합성 펩타이드 Human SNIP1 (NP_078976.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Rat (인간, 랫)
SWISS	Q8TAD8
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백