

Wb, Elisa용 항-Snrnp200 토끼 다클론 항체 - O75643

품목 번호: CM0024755



소개

인간 SNRNP200(U5-200KD 헬리카아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 스플라이세오솜 연구 및 pre-mRNA 스플라이싱 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNRNP200 토끼 pAb
비고/별칭	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
종	인간
GeneID (인간)	23020
GeneID	23020
면역원	인간 SNRNP200(NP_054733.2)의 아미노산 1947-2136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75643
단백질 분자량	245kDa
배송	아이스백