

Wb, Elisa용 Anti-Snrnp35 다클론 항체 - Q16560

품목 번호: CM0018524



소개

인간 SNRNP35(U11/U12 snRNP 35 kDa 단백질)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 스플라이소좀 및 mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRNP35 토끼 pAb
비고/별칭	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
종	인간
GeneID (인간)	11066
GeneID	11066
면역원	인간 SNRNP35(NP_073208.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16560
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩