

## Wb, Elisa용 Anti-Snrnp40 폴리클로널 항체 - Q96Di7

품목 번호: CM0021370



### 소개

인간 SNRNP40 (40K, WDR57, PRP8BP), 핵심 U5 snRNP 스플라이스솜 구성 요소에 대한 고도로 특이적인 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐에 대한 광범위한 포유류 교차 반응성을 가집니다. 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SNRNP40 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | 40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40           |
| 종                        | 인간(Human)                                                      |
| GeneID (인간)              | 9410                                                           |
| 항원(Immunogen)            | 인간 SNRNP40 (NP_004805.2)의 아미노산 1-357에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리                     | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                  |
| SWISS                    | Q96DI7                                                         |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 39kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |