

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Snrnp70 다클론 항체 - P08621

품목 번호: CM0025065



소개

인체 SNRNP70(U1-70K)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증 완료; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 스플라이소좀 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	SNRNP70 토끼 pAb
비고/별칭	RPUI1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
종	인간
유전자 ID (인간)	6625
유전자 ID	6625
면역원	인간 SNRNP70(NP_003080.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08621
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩