

Wb 및 Elisa용 항-Snrnp70 토끼 단일클론 항체 - P08621

품목 번호: CM0007136



소개

SNRNP70을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA 검증을 완료하였으며 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 스플라이소좀(spliceosome) 조립 및 U1 snRNP 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] SNRNP70 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	RPUI; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
종	인간
GeneID (인간)	6625
GeneID	6625
면역원	합성 펩타이드 SNRNP70의 201-300 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_003080.2).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08621
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩