

Anti-Snrnp70 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P08621

품목 번호: CM0015106



소개

사람 SNRNP70 (U1-70K)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, U1 snRNP 스플라이스솜의 핵심 구성 요소입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 대해 웨스턴 블랏 및 ELISA로 검증되었습니다. 진단용(IVD) 및 연구용으로 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRNP70 Rabbit pAb
비고/별칭	RPUI; Snp1; U1AP1; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6625
GeneID	6625
면역원(Immunogen)	사람 SNRNP70 (NP_003080.2)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08621
단백질 분자량(Protein Weight)	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)