

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Snrpa1 폴리클로날 항체 - P09661

품목 번호: CM0013216



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 고품질 SNRPA1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 스플라이스솜 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	Lea1, U2A', SNRPA1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6627
GeneID	6627
면역원	사람 SNRPA1 (NP_003081.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P09661
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백