

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Snrpb 토끼 다클론 항체 - P14678

품목 번호: CM0023188



### 소개

핵심 스플라이세오솜 단백질인 SNRNP(Sm B/B')에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 교차 반응합니다. 스플라이싱 및 RNA 처리 연구에 사용하실 수 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SNRNP 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | COD; CCMS; SNRNP1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRNP |
| 종           | 인간                                                           |
| GeneID (인간) | 6628                                                         |
| GeneID      | 6628                                                         |
| 면역원         | 인간 SNRNP (NP_003082.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.    |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | P14678                                                       |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩                                                        |