

Anti-Snrpb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08579

품목 번호: CM0027801



소개

Human SNRPB2 (U2B")를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 스플라이소솜 기능 연구에 적합합니다. 25kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPB2 Rabbit pAb
비고/별칭	Msl1; U2B"; SNRPB2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6629
GeneID	6629
면역원(Immunogen)	Human SNRPB2 (NP_003083.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08579
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	Ice bag