

Wb, Elisa용 항-Snrpd3 토끼 다클론 항체 - P62318

품목 번호: CM0018272



소개

코어 스플라이세오솜 단백질인 SNRPD3(Sm-D3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보입니다. 전구체 mRNA 스플라이싱 및 히스톤 mRNA 프로세싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNRPD3 토끼 pAb
비고/별칭	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
종	인간
GeneID (인간)	6634
GeneID	6634
면역원	인간 SNRPD3(NP_001265585)의 아미노산 8-121에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62318
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩