

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Snrpe 다클론 항체 - P62304

품목 번호: CM0030661



소개

인간 SNRPE(Small nuclear ribonucleoprotein E)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 스플라이소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPE 토끼 pAb
비고/별칭	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
종	인간
유전자 ID	6635
면역원	인간 SNRPE(NP_003085.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P62304
단백질 무게	11kDa
배송	얼음 주머니