

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Snw1 폴리클로날 항체 - Q13573

품목 번호: CM0014964



소개

인간 SNW1 (SKIP, NCoA-62)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전구-mRNA 스플라이싱 및 전사 조절에 관여하는 타겟입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNW1 Rabbit pAb
비고/별칭	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	22938
GeneID	22938
면역원(Immunogen)	인간 SNW1 (NP_036377.1)의 아미노산 300-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13573
단백질 분자량(Protein Weight)	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)