


Anti-Snx1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13596

품목 번호: CM0009529



소개

Human sorting nexin-1 (SNX1/VPS5)에 대한 토끼 단일클론 항체. 재조합 면역원 (aa 1-100), WB 및 ELISA용으로 검증됨. 59kDa 밴드를 검출함. 레트로머 의존적 화물 분류 및 엔도솜 트래피킹 경로를 조사하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNX1 Rabbit mAb
비고/별칭	VPS5; HsT17379; SNX1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6642
GeneID	6642
면역원	Human SNX1 (Q13596)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	Q13596
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)