


Wb용 Anti-Snx1 토끼 다클론 항체 - Q13596

품목 번호: CM0025990



소개

인체 SNX1(Sorting nexin-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 59 kDa 밴드를 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 내 수송 및 레트로머(retromer) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SNX1 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	VPS5; HsT17379; SNX1
종	인체
유전자 ID (인체)	6642
유전자 ID	6642
면역원	인체 SNX1(NP_003090.2)의 1-150 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q13596
단백질 무게	59kDa
배송	아이스팩