


Anti-Snx13 토끼 다클론 항체, Wb, If-P, Elisa용 - Q9Y5W8

품목 번호: CM0018462



소개

인간 SNX13을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 SNX13을 검출하며 예상 분자량은 112 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNX13 토끼 pAb
비고/별칭	RGS-PXI; SNX13
종	인간
유전자ID (인간)	23161
유전자ID	23161
면역원	인간 SNX13 (NP_055947.1)의 아미노산 50-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5W8
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백