

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Snx15 다클론 항체 - Q9Nrs6

품목 번호: CM0030098



소개

인간 SNX15에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 내 수송에 관여하는 38kDa 단백질을 검출하며 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNX15 토끼 pAb
비고/별칭	HSAF001435; SNX15
종	인간
GeneID (인간)	29907
GeneID	29907
면역원	인간 SNX15 (NP_037438.2)의 아미노산 1-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRS6
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩