


## Wb 및 Elisa용 항-Snx3 토끼 다클론 항체 - O60493

품목 번호: CM0028191



### 소개

인간 SNX3(소팅 넥신-3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었고 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 엔도솜 수송, 레트로머 복합체 기능 및 WNT 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명        | SNX3 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭      | SDP3; Grd19; MCOOP8; SNX3                                   |
| 종          | 인간                                                          |
| 유전자ID (인간) | 8724                                                        |
| 유전자ID      | 8724                                                        |
| 면역원        | 인간 SNX3 (NP_003786.1)의 아미노산 1-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                          |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS      | O60493                                                      |
| 단백질 분자량    | 19kDa                                                       |
| 배송 방식      | 아이스백                                                        |