


Anti-Snx32 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

품목 번호: CM0029633



소개

SNX32 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 엔도솜 트래피킹 및 신경돌기 성장에 관여; 신경과학 및 세포생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNX32 Rabbit pAb
비고/별칭	SNX6B; SNX32
종	인간
GeneID	254122
면역원	인간 SNX32 (NP_689973.2)의 아미노산 218-285에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q86XE0
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백