


Wb, Elisa용 항Snx5 토끼 다클론 항체 - Q9Y5X3

품목 번호: CM0013646



소개

인간 SNX5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 내 수송 및 레트로머 기능 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SNX5 토끼 pAb
비고/별칭	SNX5
종	인간
유전자ID (인간)	27131
유전자ID	27131
면역원	인간 SNX5 (NP_055241.1)의 아미노산 145-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5X3
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩