


Wb, Elisa용 항-Snx7 다클론 항체 - Q9Unh6

품목 번호: CM0027391



소개

인간 SNX7을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 내포작용 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNX7 토끼 pAb
비고/별칭	SNX7
종	인간
유전자ID (인간)	51375
면역원	인간 SNX7 (NP_057060.2)의 아미노산 85-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UNH6
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩