

Wb 및 Elisa용 Anti-Snx9 다클론 항체 - Q9Y5X1

품목 번호: CM0018563



소개

인간 SNX9을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 SNX9과 교차 반응하며, 세포내이입 및 막 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNX9 토끼 pAb
비고/별칭	SDPI; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
종	인간
유전자 ID (인간)	51429
유전자 ID	51429
면역원	인간 SNX9의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_057308.1)
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5X1
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩