

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Soat1 단일클론 항체 - P35610

품목 번호: CM0006898



소개

인간 SOAT1 (스테롤 O-아실트랜스퍼라제 1, ACAT-1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 콜레스테롤 대사, 지질단백질 조립 및 식이 콜레스테롤 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOAT1 토끼 mAb
비고/별칭	ACAT; SOAT; STAT; ACACT; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
종	인간
GeneID	6646
면역원	재조합 단백질 인간 SOAT1의 아미노산 1-104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_003092.4)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35610
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백