


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Soat1 토끼 다클론 항체 - P35610

품목 번호: CM0029108



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 SOAT1(ACAT-1) 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사를 표적으로 하며, 분자량은 65 kDa입니다. 지질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOAT1 토끼 pAb
비고/별칭	ACAT, SOAT, STAT, ACAST, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
종	사람
유전자ID	6646
면역원	사람 SOAT1(NP_003092.4)의 아미노산 1-130번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P35610
단백질 분자량	65 kDa
배송	아이스 팩