

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Socs1 토끼 다클론 항체 - O15524

품목 번호: CM0025412

소개

인간 SOCS1 (JAB/SSI-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. JAK/STAT 신호전달 및 사이토카인 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOCS1 토끼 pAb
비고/별칭	JAB; CIS1; SSI; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
종	인간
유전자ID	8651
면역원	인간 SOCS1 (NP_003736.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O15524
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩