


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Socs2 단일클론 항체 - O14508

품목 번호: CM0004013



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-SOCS2 토끼 단일클론 항체; 인간 및 쥐와 반응합니다. 성장 호르몬 수용체의 유비퀴틴화 및 분해를 조절하는 조절 인자인 사이토카인 신호 억제제 2(Suppressor of cytokine signaling 2)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOCS2 Rabbit mAb
비고/별칭	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STAT2; SOCS2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	8835
GeneID	8835
면역원(Immunogen)	인간 SOCS2 (NP_001257400.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	O14508
단백질 분자량	22 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)