


Anti-Socs2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O14508

품목 번호: CM0023557



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 SOCS2 토끼 다클로날 항체입니다. 사이토카인 신호 전달 억제제 2(Suppressor of cytokine signaling 2)를 표적으로 하며, 이는 성장 호르몬 및 에리트로포이에틴 수용체 신호 전달의 주요 조절 인자입니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOCS2 Rabbit pAb
비고/별칭	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STAT2, SOCS2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	8835
면역원(Immunogen)	인간 SOCS2 (NP_001257400.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14508
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)