

Wb 및 Elisa용 항Socs4 다클론 항체 - Q8Wxh5

품목 번호: CM0026450



소개

인간 SOCS4(SOCS7이라고도 함)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 사이토카인 신호 전달 및 EGFR 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOCS4 토끼 pAb
비고/별칭	SOCS7; SOCS4
종	인간
유전자ID (인간)	122809
유전자ID	122809
면역원	인간 SOCS4 (NP_543143.1)의 아미노산 340-440 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WXH5
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백