

Wb, Ihc-P, Elisa용 Socs5 다클론 항체 - O75159

품목 번호: CM0025126

소개

인간 SOCS5에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 사이토카인 신호 전달 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOCS5 토끼 pAb
비고/별칭	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
종	인간
GeneID (인간)	9655
GeneID	9655
면역원	재조합 단백질 인간 SOCS5 (NP_054730.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75159
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩