


Anti-Socs6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

품목 번호: CM0029563



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 SOCS6 토끼 다클로날 항체; 인간 및 마우스와 반응; 유비퀴틴 매개 분해에 관여하는 사이토카인 신호 억제제 6(Suppressor of cytokine signaling 6)을 표적함. 사이토카인 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOCS6 Rabbit pAb
비고/별칭	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STA14, SOCS-4, SOCS-6, STAT14, HSPC060, SOCS6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9306
GeneID	9306
면역원(Immunogen)	인간 SOCS6 (NP_004223.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O14544
단백질 분자량(Protein Weight)	60kDa
배송(Shipping)	Ice bag