

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Socs7 단일클론 항체 - O14512

품목 번호: CM0007025

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증된 SOCS7 Rabbit mAb. 사이토카인 및 인슐린 신호 전달을 조절하는 63kDa E3 리가아제 어댑터인 인간 SOCS7을 표적합니다. 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOCS7 Rabbit mAb
비고/별칭	NAP4; NCKAP4; SOCS7
종	인간
유전자 ID	30837
면역원	인간 SOCS7 (NP_055413.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14512
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백