


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sod1 토끼 다클론 항체 - P00441

품목 번호: CM0017307



소개

인간 SOD1(Cu-Zn 슈퍼옥사이드 디스뮤타제)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 독성 라디칼을 제거하고 황화수소를 해독합니다. 산화 스트레스 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOD1 토끼 pAb
비고/별칭	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; 동종이량체; SOD1
종	인간
GeneID(인간)	6647
GeneID	6647
면역원	인간 SOD1(NP_000445.1)의 아미노산 2-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00441
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩