


Anti-Sod2 단일클론 항체 [Ko 검증 완료] (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P04179

품목 번호: CM0002380



소개

인체 SOD2(MnSOD)를 표적으로 하는 고훈이성 토끼 단일클론 항체입니다. KO 검증 완료. 적용 분야: WB, IF-P, IHC-P, ELISA. 종 반응성: 인간, 마우스, 쥐. 미토콘드리아 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] SOD2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; D2
종	인간
GeneID (인간)	6648
GeneID	6648
면역원	합성 펩타이드 인간 SOD2(P04179)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P04179
단백질 크기	25kDa
배송	아이스팩