


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sod2 Rabbit Polyclonal Antibody - P04179

품목 번호: CM0020359



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 SOD2 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트의 주요 미토콘드리아 항산화 효소인 superoxide dismutase [Mn]을 검출합니다. 산화 스트레스 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOD2 Rabbit pAb
비고/별칭	GCl; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; SOD2
종	인간
GeneID (Human)	6648
GeneID	6648
면역원	인간 SOD2 (NP_000627.2)의 아미노산 25-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04179
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백