

Wb, Elisa용 Anti-Soga1 토끼 다클로날 항체 - O94964

품목 번호: CM0020361

소개

CamelBio의 Anti-SOGA1 토끼 다클로날 항체(WB, ELISA)는 인간, 쥐, 및 랫트 SOGA1 (MTCL2)을 인식하며, 이는 세포 분열과 오토파지에 관여하는 미세관 가교 인자입니다. 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOGA1 토끼 pAb
비고/별칭	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	140710
GeneID	140710
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 SOGA1 (NP_542194.2)의 아미노산 650-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O94964
단백질 분자량	160kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)