


Anti-Somatostatin Receptor 2 (Sstr2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P30874

품목 번호: CM0002714



소개

Somatostatin Receptor 2 (SSTR2/SRIF-1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 및 신경내분비 종양 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Somatostatin Receptor 2 (SSTR2) Rabbit mAb
비고/별칭	SST2; Somatostatin Receptor 2 (SSTR2)
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6752
유전자 ID	6752
면역원	사람 소마토스타틴 수용체 2 (SSTR2) (NP_001041.1)의 아미노산 302-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P30874
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩