


## Anti-Somatostatin (Sst) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

품목 번호: CM0028965



### 소개

소마토스타틴(SST)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 관찰된 분자량은 약 13 kDa입니다. 호르몬 조절 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명        | Somatostatin (SST) Rabbit pAb                               |
| 비고/별칭      | SMST; SSTI; Somatostatin (SST)                              |
| 종(Species) | Human                                                       |
| 유전자 ID     | 6750                                                        |
| 면역원        | 인간 SST (NP_001039.1)의 아미노산 23-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | Rabbit                                                      |
| 카테고리       | Polyclonal Antibodies                                       |
| 애플리케이션     | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                      |
| 교차 반응성     | Human, Mouse, Rat                                           |
| SWISS      | P61278                                                      |
| 단백질 분자량    | 13kDa                                                       |
| 배송         | 아이스 팩                                                       |