


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항소닉 헤지호그(Shh) 단클론 항체 - Q15465

품목 번호: CM0003907



소개

CamelBio의 소닉 헤지호그(Shh) 토끼 단클론 항체는 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 적합한 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 면역원: 합성 펩타이드. 발생 생물학 및 암 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	소닉 헤지호그(Shh) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; 소닉 헤지호그(Shh)
종	사람
유전자 ID (사람)	6469
유전자 ID	6469
면역원	합성 펩타이드/사람 소닉 헤지호그(Shh) (Q15465)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15465
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스백